

Jakelussa mainitut

**KESKI-SUOMI:  
PUNKTIONESTEIDEN TUTKIMUSVALIKOIMA TÄYDENTYY 19.12.2017**

Omaan tuotantoon lisätään sähköisesti pyydettyväksi neljä Kuntaliiton nimikkeistön mukaista punktionestetutkimusta. Näytteet otetaan geelittömään Li-hepariiniputkeen. Vähimmäisnäytemäärä on 0,5 ml ja normaalisti 1 ml.

**2139 As-Krea**

**Kreatiniini, askitesnesteestä**

**6154 -CA15-3**

**CA15-3 antigeeni, nesteestä**

**6390 Se-Trigly**

**Triglyseridit, eritteestä**

**6391 Pf-proBNP**

**Natriureettinen peptidi, B-tyyppin N-terminaalinen propeptidi, pleuranesteestä**

Alihankintana tuotetaan punktionesteen tyreoglobuliinimääritys, joka tehdään joko suoraan kystanesteestä tai ONB-näytteen huuhteluliuksesta. Kaikista näytteistä analysoidaan automaattisesti myös -TyglAb ja kvalitatiivinen vasta-ainetulos (pos/neg) raportoidaan lausuntokenttään ilman osatutkimusrakennetta. Näyteastia on geelitön seerumiputki tai tehdaspuhdas muoviputki. Näytteeksi riittää 0,5 ml kystanestettä tai 1 ml ONB-näytteen huuhteluliuosta (steriili keittosuola).

**6376 -Tygl**

**Tyreoglobuliini, nesteestä**

**Huomioitavaa**

Etuliitteettömissä tutkimusnimikkeissä **6154 -CA15-3**, ja **6376 -Tygl** järjestelmä vaatii pakollisena tietona näytemuodon, joka kysytään pyyntövaiheessa.

**Lisätiedot**

Tarkemmat tiedot tutkimuksista ja niiden tulkinnasta pyydetään tarkistamaan sähköisestä ohjekirjasta, joka päivitetään 19.12.2017.

**Tiedustelut**

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Auni Collings  
Erikoisalojohtaja

Jaakko Uksila  
Yliääkäri

**JAKELU**

KSSHP:n terveydenhuollon toimipisteet  
Fimlabin intranet ja internet