

Fimlab

Tiedosta hyöty.

Laboratoriotiedote 53/2018 (kemia)

Kanta-Hämeen alue: Fibrinin D-dimeeri –tutkimuksen näytemuoto ja raportointi muuttuvat 16.5.2018

Fimlabin tuotantouudistuksen myötä fibrinin D-dimeeri -tutkimus (4113 P –FiDD) siirretään Hämeenlinnan keskussairaalan laboratoriossa toisella menetelmällä analysoitavaksi. Samalla tutkimuksessa käytettävä näytemuoto muuttuu sitraattiplasmasta litium-hepariiniplasmaksi. Muutoksen myötä Hämeenlinnassa analysoitavat FiDD-näytteet otetaan 16.5.2018 alkaen Li-hepariineeliputkeen.

Myös tutkimuksen raportointirajat muuttuvat:

Ennen 16.5.2018	16.5.2018 lähtien
ALLE 0,3 mg/l	ALLE 0,2 mg/l
numeerinen pitoisuus välillä 0,3 – 4 mg/l	numeerinen pitoisuus välillä 0,2 – 21 mg/l
YLI 4 mg/l	YLI 21 mg/l

Muutos johtuu uuden menetelmän laajemmasta mittausalueesta.

Tulostasoon tai -tulkintaan muutoksella ei ole vaikutusta. Tutkimuksen viiteraja (< 0,5 mg/l) pysyy muuttumattomana.

Tiedustelut

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Auni Collings
Erikoisalojohtaja

Riikka Rontu
Ylikemisti